



Beschrijving

De iWhite Tooth Polisher Navulling bevat een tube iWhite polijstpasta en twee polijstkoppen. In combinatie met de iWhite Tooth Polisher helpt deze navulling om tandplak en oppervlakkige vlekken van koffie, thee en tabak te verwijderen en om de vorming van tandplak tegen te gaan. De iWhite Tooth Polisher kan eenmaal per week worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

1. Haal een van de polijstkoppen uit de verpakking en spoel deze voorzichtig af.
2. De te vervangen polijstkop niet uit de iWhite Tooth Polisher trekken, maar verwijder deze door hem tegen de klok in los te draaien. Gooi de kop onmiddellijk weg. Vervang deze door een nieuwe polijstkop door deze met de klok mee vast te schroeven. Controleer vóór ieder gebruik of de polijstkop correct op de buis is geschroefd.
3. Poets uw tanden zachtjes vóór ieder gebruik.
4. Plaats een kleine hoeveelheid iWhite polijstpasta aan de binnenkant en op het puntje van de polijstkop en breng eveneens wat polijstpasta aan op de tanden die u gaat polijsten.
5. Spoel uw mond nadat u uw tanden heeft gepolijst.

Voorzorgsmaatregelen

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 18 jaar.
- Niet aanbevolen voor gebruik door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
- Gebruik de iWhite polijstpasta en de polijstkoppen alleen voor het gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de iWhite Tooth Polisher.
- Gebruik niet meer dan voorgeschreven.
- De behandeling niet in liggende positie uitvoeren.
- Deze polisher is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
- Bijt en/of kauw niet op de polijstkop van de iWhite Tooth Polisher.
- Gebruik de iWhite Tooth Polisher niet onder de douche.
- Gebruik de iWhite Tooth Polisher niet met natte handen.
- Vermijd het inslikken van de polijstpasta.
- Bij contact van de polijstpasta met de ogen, overmatig spoelen met water.
- Vermijd contact van de polijstpasta met de zachte weefsels van de mond (tandvlees, tong, lippen).
- Vermijd contact van de bodem van de polijstkop met de tanden.
- Gebruik de iWhite Tooth Polisher niet te diep in uw keel.
- Om spatten te voorkomen brengt u de iWhite Tooth Polisher naar uw tanden vooraleer u het apparaat aanzet.
- Een beschadigd of niet-werkend toestel dient niet langer te worden gebruikt.
- De polijstkop niet van de iWhite Tooth Polisher trekken.
- Als de polijstkop niet correct op de buis geschroefd wordt,

bestaat het risico dat de polijstkop losraakt en per ongeluk doorgeslikt wordt.

- Gebruik dit product niet als u een beugel, een retentiebeugel, facings, tandsieraden en/of piercings draagt.
- Dit product dient niet te worden gebruikt wanneer er sprake is van tandvleesaandoeningen. Stop de behandeling wanneer u pijn of te hoge gevoeligheid ervaart; neem indien nodig contact op met uw tandarts.
- Bij allergische reacties op een van de bestanddelen wordt het gebruik van de polijstpasta afgeraden.
- Patiënten bij wie een siliconenallergie is vastgesteld, dienen dit product niet te gebruiken.
- Als u een behandeling ondergaat voor een mondaandoening, dient u vóór gebruik uw tandarts te raadplegen.
- Gebruik dit product niet binnen twee weken na een tand-en/of orthodontische behandeling (vullingen, kronen, implantaten, enz.).
- Tandpolijsten vervangt niet de dagelijkse tandhygiëne. Wij raden u aan om voor een gezonde mondhygiëne elke zes maanden een afspraak met uw tandarts te maken.
- Eenmaal de tube iWhite polijstpasta is geopend, wordt aanbevolen deze binnen twaalf maanden te gebruiken.
- Op een koele, droge plek bewaren bij 2 tot 25 °C, uit de buurt van warmte en direct zonlicht.
- Stel de onderdelen niet bloot aan extreme temperaturen.
- Houd het product uit de buurt van vuil en stof.

Overige informatie

Fabrikant:

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42

B-9831 Deurle, België

Tel +32 9 321 70 80

www.iwhiteinstant.com

Verdeler:

OTC Medical BV

Markt 30A

2611GV Delft

Nederland

Axone Pharma SA

Parc de L'alliance

Boulevard de France 9A

1420 Braine L'Alleud

België/Belgique

Tel +32 (0)2 389 97 80

Ingrediënten iWhite polijstpasta:

Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Disodium Pyrophosphate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Alumina, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Methylparaben, Sodium Saccharin, Limonene.

Inhoud:

1 iWhite polijstpasta tube 20 ml

1 polijstkop

1 interdentale kop





Description

La recharge pour le polisseur dentaire iWhite contient un tube de pâte de polissage iWhite et deux embouts de polissage. Utilisée avec le polisseur dentaire iWhite, cette recharge favorisera l'élimination de plaque et des taches superficielles du café, thé ou tabac. Il empêche également l'accumulation de plaque. Le polisseur dentaire iWhite peut être utilisé une fois par semaine.

Mode d'emploi

1. Sortir un des embouts de polissage de l'emballage et rincer-le soigneusement.
2. Ne tirez pas, mais enlevez délicatement l'embout de polissage abîmé ou détérioré du polisseur dentaire iWhite en le faisant tourner dans le sens anti-horaire, et jetez-le immédiatement. Remplacez-le par le nouvel embout de polissage en vissant celui-ci dans le sens horaire. Avant chaque usage, assurez-vous que l'embout de polissage soit correctement vissé au tube.
3. Se brosser les dents doucement avant chaque usage.
4. Appliquer un peu de pâte de polissage iWhite à l'intérieur et au sommet de l'embout de polissage et répartir un peu de pâte de polissage iWhite sur la partie des dents que vous allez polir.
5. Rincer abondamment la bouche après le polissage des dents.

Précautions

- Conserver hors de portée des enfants.
- Déconseillé aux personnes âgées de moins de 18 ans.
- Déconseillé chez les femmes enceintes ou qui allaitent.
- Utilisez la pâte de polissage iWhite et les embouts de polissage uniquement pour leur usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- À utiliser uniquement avec le polisseur dentaire iWhite.
- Ne pas utiliser plus souvent qu'indiqué.
- Ne pas effectuer ce traitement en position couchée.
- Cet instrument à polir les dents est réservé à un usage personnel.
- Ne mordez pas et ne mâchonnez pas l'embout de polissage du polisseur dentaire iWhite.
- Ne pas utiliser le polisseur dentaire iWhite sous la douche.
- Ne pas utiliser le polisseur dentaire iWhite avec les mains mouillées.
- Ne pas avaler la pâte de polissage iWhite.
- Rincez abondamment à l'eau en cas de contact de la pâte de polissage iWhite avec les yeux.
- Évitez le contact entre l'embout de polissage et les tissus mous oraux (gencives, langue, lèvres).
- Évitez le contact entre les dents et la base interne de l'embout de polissage.
- Évitez d'utiliser le polisseur dentaire iWhite trop en profondeur dans la gorge.
- Afin d'éviter les projections, guidez l'embout de polissage du polisseur dentaire iWhite vers les dents avant de démarrer l'appareil.
- Un dispositif endommagé ou ne fonctionnant pas ne doit plus être utilisé.

- Ne tirez pas l'embout de polissage du polisseur dentaire iWhite.
- Si l'embout de polissage n'est pas correctement vissé au tube, il risque de se décrocher et d'être avalé de manière accidentelle.
- N'utilisez pas ce produit en cas de port de bagues dentaires, d'un appareil dentaire amovible, de facettes dentaires, de bijoux pour dents et/ou de piercings.
- N'utilisez pas ce produit si vos gencives sont sensibles. Cessez le traitement si vous ressentez une douleur ou en cas d'extrême sensibilité ; si nécessaire, contactez votre dentiste habituel.
- L'utilisation de ce produit est déconseillée en cas de réactions allergiques connues à l'un des composants de la pâte de polissage.
- Les patients ayant une allergie connue au silicone doivent s'abstenir d'utiliser ce produit.
- Si vous avez subi un traitement buccal, veuillez consulter votre dentiste avant usage.
- Ne pas utiliser ce produit dans les 2 semaines suivant un traitement dentaire et/ou orthodontique (obturation, couronne, implant...).
- Le polissage des dents ne remplace pas l'hygiène dentaire quotidienne. Pour une bonne hygiène buccale, nous vous recommandons de consulter un dentiste tous les 6 mois.
- Utiliser la pâte de polissage iWhite dans les 12 mois après ouverture.
- À conserver dans un endroit sec et frais entre 2 et 25 °C, loin de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas les pièces à des températures extrêmes.
- Conserver à l'abri de la saleté et de la poussière.

Informations complémentaires

Fabricant:

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42

B-9831 Deurle, Belgique

Tél +32 9 321 70 80

www.iwhiteinstant.com

Distributeur:

OTC Medical BV

Markt 30A

2611GV Delft

Nederland

Axone Pharma SA

Parc de L'alliance

Boulevard de France 9A

1420 Braine L'Alleud

België/Belgique

Tel +32 (0)2 389 97 80

Ingrédients pâte de polissage iWhite:

Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Disodium Pyrophosphate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Alumina, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Methylparaben, Sodium Saccharin, Limonene.

Contenu :

1 tube de pâte de polissage iWhite (20 ml)

1 embout de polissage

1 embout interdentaire

