

3704491 – Mercurochrome Bande Stretch 1mx6m

FR : 1 bande en tissu / Résistante : supporte les épreuves / Elastique : accompagne vos mouvements. / Compresse anti-adhérente : ne colle pas à la plaie / Micro-aéré : laisse respirer la peau.

Conseils d'utilisation : Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher la plaie et son pourtour. Couper avec des ciseaux propres et désinfectés la longueur de pansement nécessaire. Oter les ailettes de protection. Appliquer la compresse centrale sur la partie à protéger. Bien faire adhérer le pansement sur les 2 côtés. Renouveler aussi souvent que nécessaire et au moins 2 fois par jour.

EN : 1 fabric strip / Resistant : test-proof / Elastic : follows your movements. : Anti-adherent compress : does not stick to the wound / Micro-aerated : allows the skin to breathe.

Instructions for use : clean, disinfect, rinse and dry the wound and the surrounding area. Cut the required length of dressing using clean, disinfected scissors. Remove the protective strips. Apply the central compress to the area to be protected. Ensure that the dressing sticks on all 2 sides. Change as often as required but at least twice a day.

ES : 1 banda de tejido / Resistente : soporta todas las pruebas / Elástica : sigue sus movimientos. / Compresa no adherente: no se adhiere a la herida / Transpirable: deja respirar la piel.

Consejos de uso: Limpie, desinfecte, aclare y seque la herida y su contorno. Corte con tijeras limpias y desinfecte la longitud necesaria de apósito. Quite las capas de protección. Aplique la compresa central en la parte que desea proteger. Pegue bien el apósito por los 2 lados. Repita la operación tantas veces como sea necesario y al menos 2 veces al día.

DE : 1 zuschneidbares Textilpflaster / Robust : Hält Belastungen stand / Elastisch : Passt sich den Bewegung an. / Nicht haftende Kompressen: Verklebt nicht mit der Wunde. / Mikrobeflüchtung: Lässt die Haut atmen.

Anwendung: Wunde und Wundenbereich reinigen, desinfizieren, spülen und trocknen. Die gewünschte Streifenlänge mit einer sauberen, desinfizierten Schere abschneiden. Schutzfolien abnehmen. Den mittleren Kompressenteil auf den betroffenen Bereich legen. Das Pflaster an beiden Seiten festdrücken. So häufig wie nötig bzw. mindestens zwei Mal täglich erneuern.

NL : 1 strook van stof / Sterk : krachtbestendig / Elastisch : volgt al uw bewegingen. / Niet-hechtend kompres: plakt niet aan de wonde vast / Met microventilatie: laat de huid ademen.

Gebruikadvieze: De wonde en de huid erom heen reinigen, ontsmetten, afspoelen en afdrogen. Met een schone, gedesinfecteerde schaar de pleister op de benodigde lengte afknippen. De beschermvleugels verwijderen. Het middelste kompres op het te beschermen deel aanbrengen. Zorg dat de pleister aan de 2 zijden goed vasthecht. Zo vaak als nodig is de pleister vervangen en in ieder geval 2 keer per dag.

PT : 1 banda de tecido / Resistente: suporta todas as provas / Elástica: acompanha os seus movimentos/
Compressa antiaderente: não adere à ferida / Permeável ao ar: deixa a pele respirar.

Conselhos de utilização: Limpar, desinfectar, lavar e secar a ferida e a sua periferia. Cortar o comprimento de penso necessário com uma tesoura limpa e desinfetada. Remover as avas de protecção. Aplicar a compressa central na zona a proteger. Fazer com que o penso fique bem colado dos 2 lados. Trocar o penso sempre que necessário, no mínimo 2 vezes por dia.