

Vorsichtsmaßnahmen

- Zu starke Zugspannung beim Anlegen vermeiden, um den Blutfluss nicht abzuschnüren.
- Achten Sie darauf, den Verband an der Stelle mit Wundkontakt nicht zu berühren.
- Nach Beendigung der Blutung Verband nicht erneuern.
- Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden.
- Die Anwendung ist bei Diabetikern kontraindiziert.
- Nach Anbringen des Verbandes keine Gegenstände benützen, die leicht am Verband hängen bleiben und abschnürend wirken könnten.
- Produkt in der Originalverpackung aufbewahren.
- Benutzte Verbandsteile nicht erneut verwenden. Die Wiederverwendung eines Einwegprodukts kann zu einem Infektionsrisiko führen.
- Falls Sie unangenehme Beschwerden verspüren (Kribbeln, Empfindungsstörungen...), den Verband umgehend entfernen oder lockern.
- Falls die letzte Benutzung des Verbandes schon etwas zurückliegt, aus Hygienegründen das aus der Packung herausragende Verbandsstück nicht mehr verwenden.



Date of issue of CE marking: 2016
Latest revision of the leaflet: 09-2016

Distributeur / Verdeeld door / Vertrieb:
URGO SA/NV - B - 1180 - Bruxelles / Brussel / Brüssel

 Laboratoires URGO
42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France / Frankrijk / Frankreich

420160A

URGO S.O.S cuts

FR Bande auto-adhérente qui se découpe sans ciseaux destinée à stopper les saignements des petites coupures et des plaies superficielles par compression.



Mode d'emploi

1. Dérouler la bande à la longueur voulue.
2. Enrouler la bande sur 2 à 3 tours en chevauchant légèrement sur toute la zone de la plaie pour stopper le saignement.
3. Pincer l'embout du produit pour bloquer la bande puis tirer la bande dans le sens de la longueur jusqu'à déchirement.
4. Retirer la bande dès que le saignement est stoppé et au maximum 30 minutes après application.
5. Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher la plaie.
6. Appliquer éventuellement un pansement approprié.

La bande est auto-adhérente, elle tient toute seule !

Précautions d'emploi

- Éviter une tension trop importante à la pose afin de garantir le flux sanguin.
- Veiller à ne pas toucher la partie de la bande qui sera en contact avec la plaie.
- Ne pas renouveler l'application une fois le saignement stoppé.
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins 3 ans.
- L'utilisation du produit est contre-indiquée chez les personnes diabétiques.
- Une fois la bande appliquée, ne pas utiliser d'objets susceptibles de s'accrocher avec la bande et de créer un effet garrot.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.

- Ne pas réutiliser un morceau de bande déjà utilisée. La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Dès que vous sentez des sensations désagréables (picotements, troubles de la sensibilité...) retirez ou desserrez immédiatement la bande.
- Si la bande n'a pas été découpée récemment, par mesure d'hygiène, n'utilisez pas la partie dépassant du conditionnement.

NL Zelfklevend verband dat zonder schaar kan worden afgescheurd en dat bestemd is om de bloeding van kleine snijwonden en oppervlakkige wondjes te stoppen via compressie.



Gebruiksaanwijzing

1. Rol de gewenste lengte van het verband af.
2. Rol het verband met 2 tot 3 windingen met een kleine overlapping over de volledige zone van de wond om de bloeding te stelpen.
3. Knijp op het aanzetstuk om het verband te blokkeren en trek dan in de lengterichting aan het verband tot het scheurt.
4. Verwijder het verband zodra de bloeding gestopt is en maximaal 30 minuten na aanbrenging.
5. Reinig, ontsmet, spoel en droog de wond.
6. Breng eventueel een geschikt verband aan.

Het verband is zelfklevend en blijft dus vanzelf op zijn plaats!

Voorzorgen bij gebruik

- Let er bij het aanbrengen op dat de spanning niet te hoog is om de bloedstroom niet te hinderen.
- Raak het deel van het verband dat in contact zal komen met de wond niet aan.
- Breng het verband niet opnieuw aan nadat de bloeding gestopt is.

- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- Het gebruik van dit product is gecontra-indiceerd bij mensen met diabetes.
- Gebruik na aanbrenging van het verband geen objecten die in het verband kunnen haken en tot afsnoering kunnen leiden.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking.
- Gebruik elk stuk verband slechts eenmaal. Hergebruik van een product bestemd voor eenmalig gebruik kan een risico inhouden op infectie.
- Als u een onaangenaam gevoel krijgt (prikkelingen, gevoelsstoornissen, enz.), moet u het verband onmiddellijk verwijderen of minder strak aanspannen.
- Als het lang geleden is dat het verband is gebruikt, gebruik uit hygiënische voorzorg dan niet het deel dat uit de verpakking steekt.

DE Selbstklebender Verband, keine Schere zum Abtrennen nötig – stillt Blutungen aus kleinen Schnittwunden und oberflächlichen Wunden durch Kompression.



Anwendung

1. Den Verband in der gewünschten Länge abrollen.
2. Den Verband 2- bis 3-mal leicht überlappend um den gesamten Wundbereich wickeln, um die Blutung zu stillen.
3. Das Verbandsende festhalten, um ein weiteres Abrollen zu verhindern, dann in Längsrichtung auseinanderziehen, bis der Verband reißt.
4. Den Verband entfernen, sobald die Blutung gestillt ist – maximal 30 Minuten nach der Anwendung.
5. Die Wunde reinigen, desinfizieren, ausspülen und trocknen.
6. Gegebenenfalls ein geeignetes Pflaster anbringen.

Der Verband ist selbstklebend, er hält ganz von alleine!