

3344991 - Pansement Universal 10cmx6cm 10 unités

FR

10 bandes de 10 cm x 6 cm / Résistant à l'eau / Hypoallergénique / Ultra-extensible / Micro-aéré / Compresse imprégnée d'un agent* assurant une parfaite hygiène de la compresse / Compresse anti-adhérente / Pansement à base de PE (Polyéthylène) pour préserver l'environnement.

Conseils d'utilisation : Nettoyer soigneusement la partie à protéger et son pourtour. Couper la longueur de pansement nécessaire. Oter les ailettes de protection. Appliquer la compresse centrale sur la partie à protéger. Bien faire adhérer le pansement sur les 2 côtés. Renouveler aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour.

*Composition : Compresse centrale imprégnée à 0.15% en masse de chlorure de Cetyl Pyridinium.

NL

10 stroken van 10 cm x 6 cm / Waterbestendig / Hypoallergeen / Zeer rekbaar / Microventilatie / Kompres doordrenkt met een bestanddeel* dat een perfecte hygiëne van het Kompres garandeert / Niet-klevend Kompres / Pleister op basis van PE (Polyethyleen) ter bescherming van het milieu.

Gebruiksadviezen: Maak het te beschermen deel en de omtrek hiervan goed schoon. Knip de pleister op de gewenste lengte af. De beschermvleugels verwijderen. Breng Kompres aan op het te beschermen deel. Zorg dat de pleister aan de 2 zijden goed vasthecht. Zo vaak als nodig is de pleister vervangen en in ieder geval één keer per dag.

*Samenstelling: Kompres gedrenkt in Cetylpyridinium chloride met een concentratie van 0,15%.

DE

10 Pflasterstreifen 10 cm x 6 cm / Wasserfest / Hypoallergen / Besonders dehnfähig / Atmungsaktiv / Mit einem Wirkstoff* getränkte Wundauflage für perfekte Hygiene / Nicht verklebende Wundauflage / Pflaster enthält umweltfreundliches PE (Polyethylen).

Anwendung: Reinigen Sie die zu schützende Wundfläche und ihre unmittelbare Umgebung sorgfältig. Schneiden Sie die nötige Pflasterlänge ab. Entfernen Sie die Schutzstreifen. Legen Sie die Wundauflage in der Mitte des Pflasters auf die Wunde. Achten Sie darauf, dass das Pflaster auf beiden Seiten gut haftet. Wechseln Sie das Pflaster so oft wie nötig und mindestens einmal pro Tag.

*Zusammensetzung: Wundauflage durchimprägniert mit 0,15% Cetylpyridiniumchlorid.