

FR

SPARADRAP MICROPOREUX

MICROPOREUX : Ce sparadrap microporeux est à base de non-tissé. Cette matière extensible s'adapte parfaitement aux mouvements.

MICROAÉRÉ : Le support non-tissé rend le sparadrap totalement perméable à l'air. Il laisse donc la peau respirer normalement.

PRATIQUE : Le support microaéré permet au sparadrap de se découper facilement à l'aide du dévidoir.

Conseils d'utilisation : Nettoyer soigneusement la plaie et son pourtour. Recouvrir la plaie d'une compresse. Découper la longueur de sparadrap désirée. Maintenir la compresse en appliquant le sparadrap sur les côtés. Renouveler une à trois fois par jour.

NL

HECHTPLEISTER MICROPOREUS

MICROPOREUS: Deze microporeuze hechtpleister is op basis van niet-geweven stof. Dit elastisch materiaal past zich volledig aan de bewegingen aan.

LUCHTDOORLATEND: Het niet-geweven materiaal maakt de hechtpleister volledig luchtdoorlatend. De huid kan dus normaal ademen.

HANDIG: Door het materiaal met microverluchting laat de hechtpleister zich gemakkelijk afsnijden met behulp van de klos.

Gebruiksaanwijzing: Zorgvuldig de wonde en omtrek schoonmaken. De wond met verband afdekken. De gewenste lengte van de kleefpleister afknippen. Het verband vasthouden en de kleefpleister aan de kanten vastmaken. Een tot drie keer per dag vernieuwen.

DE

MIKROPORÖSES PFLASTER

MIKROPORÖS: Das mikroporöse Pflaster ist aus Vliesstoff gefertigt. Dieses elastische Material passt sich allen Bewegungen perfekt an.

ATMUNGSAKTIV: Der Vliesträger macht das Pflaster vollkommen luftdurchlässig. Die Haut kann normal atmen.

PRAKTISCH: Durch den atmungsaktiven Träger kann das Pflaster mit dem Abroller leicht abgeschnitten werden.

Anwendungsratschläge: Säubern Sie die Wunde und die Haut rundherum sorgsam. Decken Sie die Wunde mit einer Kompresse ab. Schneiden Sie die gewünschte Pflasterlänge ab. Befestigen Sie die Kompresse, indem Sie das Pflaster an den Seiten aufkleben. Erneuern Sie es 1-3 x täglich.