

Cansize
123,5 mm

Novalac met à votre disposition une gamme complète de laits infantiles. Les laits **Novalac** sont élaborés selon des critères de très haute qualité.

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est l'aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne alimentation maternelle est essentielle pour la mise en route et le maintien de l'allaitement. **Novalac Allernova AR+** peut être utilisé comme seule source d'alimentation jusqu'à l'âge de 6 mois, si l'enfant n'est pas allaité. À partir de 6 mois et selon avis médical, **Novalac Allernova AR+** s'intègre à l'alimentation diversifiée de votre enfant. À utiliser que sous contrôle médical. Il n'y a pas d'avantage particulier à donner **Novalac Allernova AR+** aux nourrissons qui ne souffrent pas d'intolérance pour le lactose. Le produit ne peut pas être administré par voie parentérale. **Novalac Allernova AR+** contient des protéines hydrolysées de lait de vache (caséine). Ce produit ne convient pas à une alimentation par sonde.

INDICATIONS

Novalac Allernova AR+ est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour nourrissons à utiliser en cas d'allergies aux protéines de lait de vache accompagnées ou non de régurgitations. **Novalac Allernova AR+** contient un mélange équilibré de protéines uniques, alliant les qualités de l'amidon et des fibres alimentaires. Lors de la diversification alimentaire, suivez soigneusement les recommandations de votre médecin. Ne pas introduire de produits contenant des protéines de lait sans avis médical. **Novalac Allernova AR+** ne contient pas de lactose, ni de gluten. Ce produit ne doit pas être donné en cas de malabsorption du glucose-galactose. Si votre enfant est né prématurément, s'il a un faible poids ou s'il est immaturisé, consultez impérativement l'avis de votre médecin. **Novalac Allernova AR+** est une formule épaisse. Vous devez peut-être secouer plus que la normale afin de dissoudre **Novalac Allernova AR+**. En raison de sa composition particulière, son aspect dans le biberon, son odeur et son goût peuvent différer d'un lait classique pour nourrissons. Pour un meilleur confort pour le bébé, vous pouvez utiliser une tétine à débit variable. La formule épaisse de **Novalac Allernova AR+** peut contenir des agglomérats blancs de fibres alimentaires, sans conséquence pour votre bébé. La consommation du produit peut conduire à l'apparition de selles de couleur un peu plus verte et moins dures, sans inconvénient pour l'enfant.

TABEAU INDICATIF D'ALIMENTATION

Âge (mois)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36	Leefstijd (maanden)
Nombre de biberons par jour	6	5	5	4	3*	2*3*	Aantal flesjes per dag
Nombre de mesurétiques	3	4	5	7	7	8	Aantal maatjes
Eau (ml)	90	120	150	210	210	240	Water (ml)

* au sein d'une alimentation diversifiée.

Reconstitution: 13,5 %, 1 mesurette arasée et non tassée (4,5g) pour 30 ml d'eau.

Utilisez exclusivement la mesurette incluse dans la boîte.

Avec l'accord de votre médecin, le volume de chaque repas et le nombre de repas doivent être adaptés aux besoins de votre enfant. Ne changer pas ce lait sans avis médical.

CONSEILS D'UTILISATION

- A consommer de préférence avant la date indiquée sous la boîte (EXP).
- Retirer complètement l'opercule métallique lors de la 1^{re} utilisation.
- Après ouverture, utiliser dans les 3 semaines.
- Bien refermer la boîte après chaque utilisation avec le couvercle en plastique.
- Conserver la boîte fermée dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière et de contaminations.
- Ne pas ajouter de sucre.
- Le biberon ne doit pas remplacer les tétines. Nettoyez les dents de votre bébé après le dernier biberon du soir.
- Ne pas préparer le biberon à l'avance, mais toujours juste avant la consommation. Tout biberon doit être consommé dans l'heure qui suit sa préparation. Jeter sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.

Chauffer l'eau à minimum 40 °C
Water opwarmen tot 40 °C

Novalac staat voor een uitgebreid gamma baby melken. **Novalac** wordt geproduceerd met respect voor zeer hoge kwaliteitscriteria.

BELANGRIJK

Moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling. Een goede voeding van de moeder is essentieel voor het starten en voortzetten van borstvoeding. **Novalac Allernova AR+** kan dienen als enige voedingsbron vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden, indien geen borstvoeding wordt gegeven. Vanaf 6 maanden en volgens medisch advies, kan **Novalac Allernova AR+** zich integreren in een gevarieerd dieet. Enkel gebruiken onder medisch advies. Zuigelingen zonder de ongemakken waarvan **Novalac Allernova AR+** bestemd is, hebben geen extra voordeel bij het drinken ervan. Dit product is niet bestemd voor parenteraal gebruik. **Novalac Allernova AR+** bevat gehydrolyseerde proteïnen van koemelk (caséïne). Dit product is niet geschikt voor sondevoeding.

INDICATIES

Novalac Allernova AR+ is een voeding voor medisch gebruik bij zuigelingen met koemelkeiwitalergie al dan niet gecombineerd met regurgitatie. **Novalac Allernova AR+** bevat een uniek gepatenteerd verdikkingsmengsel dat de kwaliteiten van zetmeel en voedingsvezel combineert. Volg de aanbevelingen van uw arts zorgvuldig bij het diversifiëren van de voeding. Introduceer geen producten die melkeiwitten bevatten zonder medisch advies. **Novalac Allernova AR+** is lactosevrij en glutenvrij. Dit product mag niet toegediend worden aan zuigelingen in geval van glucose-galactosemalabsorptie. Indien uw kind prematuur werd geboren, een laag gewicht heeft of immuniteitsproblemen heeft, volg dan nauwgezet de aanbevelingen van uw arts. **Novalac Allernova AR+** is een ingedikte voeding. U moet wellicht meer schudden dan gewoonlijk om **Novalac Allernova AR+** op te lossen. Door zijn bijzondere samenstelling kunnen het uitzicht in de fles, de smaak en de geur verschillen van een standaard zuigelingmelk. Voor een beter comfort voor de baby kan u een speen met een variabel debiet gebruiken. De verdikte formule van **Novalac Allernova AR+** kan witte agglomeraten van voedingsvezels bevatten, zonder gevolgen voor uw baby. **Novalac Allernova AR+** kan leiden tot zachtere en/of groenachtige stoelgang, zonder verdere ongemakken voor het kind.

VOEDINGSSCHEMA

Âge (mois)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36	Leefstijd (maanden)
Nombre de biberons par jour	6	5	5	4	3*	2*3*	Aantal flesjes per dag
Nombre de mesurétiques	3	4	5	7	7	8	Aantal maatjes
Eau (ml)	90	120	150	210	210	240	Water (ml)

* in het kader van een gediversifieerde voeding.

Samenstelling: 13,5 %, 1 afgestrekten en niet aangedrukt maatje (4,5g) per 30 ml water.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde maatlepel.

In samenspraak met uw arts, kunnen het maalkijvolume en -aantal worden aangepast aan de behoeften van uw kind. Schakel niet over op andere melk zonder medisch advies.

GEbruIKSAANWIJZING

- Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven onderaan de doos (EXP).
- Verwijder de metalen folie volledig bij de eerste opening.
- Gebruik de inhoud binnen de 3 weken na opening.
- Sluit de doos na elk gebruik goed met het plastic deksel.
- Bewaar de gedichte doos op een proper, droge en koele plaats, beschermd tegen licht en contaminatie.
- Voeg geen suiker toe.
- De papfles mag de flesopen niet vervangen. Reinig de tanden van je baby na de laatste avondvoeding.
- Bereid de zuigfles niet op voorhand maar steeds net voor de voeding. Een zuigfles moet binnen het uur na de bereiding gebruikt worden. Giet zonder aarzelen de restjes van een niet volledig uitgebonden zuigfles weg.



15M025G
30151297

De Van 0 à tot 36 mois
Van 0 tot 36 maand

Voeding voor medisch gebruik
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales



400g e

Service Consommateurs / Consumentendienst

Appel gratuit : 0800 14 015
Gratis oproep

Préparation / Bereiding

LAVEZ-VOUS TOUJOURS LES MAINS ET LA SURFACE DE TRAVAIL AVANT DE PRÉPARER LES BIBERONS. / WAS ALTID DE HANDEN EN HET WERKOPPERVLAK VOOR U EEN FLESJE MAAKT.

1. Nettoyez puis stérilisez le biberon et ses accessoires (eau bouillante pendant 10 minutes ou autre système approprié).
2. Chauffez une eau minérale adaptée aux nourrissons jusqu'à 40°C.
3. Ajoutez d'abord la quantité d'eau nécessaire dans le biberon.
4. Ajoutez le nombre nécessaire de mesurétiques arasées et non tassées (utilisez exclusivement la mesurette incluse dans la boîte).
5. Fermez le biberon avec le capuchon en plastique. Roulez le biberon entre vos mains.
6. Agitez bien jusqu'à ce que la poudre soit totalement dissoute et sans grumeaux. Remplacez le capuchon par une tétine stérilisée.
7. Laissez le lait refroidir à 37 °C. Contrôlez la température sur la face interne de l'avant-bras. Utilisez immédiatement.

La mauvaise préparation et conservation de ce produit peuvent entraîner des risques pour la santé de votre enfant.
Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring van het product zijn gezondheidsrisico's verbonden.
Conditionné sous atmosphère protectrice. / Verpakt onder beschermende atmosfeer.

Un produit de/een product van Laboratoires Novalac SA – GENEVE
Distribution et information médicale/Distributie en medische informatie: Menarini Benelux N.V./S.A., De Nieuwlaan 3, B-1831 Machelen



Ingédients

Maltodextrine, huiles végétales (palm, colza, tournesol, carthame), hydrolysat de protéines de lait, épaississant (gomme de guar), amidon de maïs, émulsifiant (lecithine de tournesol), chlorure de calcium, chlorure de magnésium, citrate de calcium, phosphate de choline, huile extraite de la microalgue *Schizochytrium* sp. (DHA), L-cystine, riboflavine, phosphore, vitamine A (A1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1), folium, pantothénique, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, vitamine P, vitamine U, vitamine V, vitamine W, vitamine X, vitamine Y, vitamine Z, vitamine AA, vitamine BB, vitamine CC, vitamine DD, vitamine EE, vitamine FF, vitamine GG, vitamine HH, vitamine II, vitamine JJ, vitamine KK, vitamine LL, vitamine MM, vitamine NN, vitamine OO, vitamine PP, vitamine QQ, vitamine RR, vitamine SS, vitamine TT, vitamine UU, vitamine VV, vitamine WW, vitamine XX, vitamine YY, vitamine ZZ.

Composition moyenne

Energie kJ/Kcal	281/67	284/498	Energie kJ/Kcal	281/67	284/498
Matières grasses dont:	g 3,5	26,2	Vetten, waarvan	g 3,5	26,2
Acides gras saturés	g 1,4	10,2	Verzadigde vetzuren	g 1,4	10,2
Ac. linoléique	g 0,6	4,7	Linzuur	g 0,6	4,7
Ac. α-linéolénique	mg 58	430	α-linéolenzuur	mg 58	430
DHA (docosahexaënoïque)	mg 16	120	DHA (docosahexaënoïque)	mg 16	120
ARA (arachidonique)	mg 4	30	ARA (arachidonique)	mg 4	30
Glucides	g 7	51,5	Koolhydraten	g 7	51,5
Sucres	g 0,2	1,5	Suikers	g 0,2	1,5
Amidon	g 0,1	0,7	Zetmeel	g 0,1	0,7
Fibres alimentaires	g 0,5	3,6	Voedingsvezels	g 0,5	3,6
Equivalent protéique*	g 1,6	12,1	Eiwit equivalent	g 1,6	12,1
Sel	g 0,06	0,413	Zout	g 0,06	0,413

Vitamines	281/67	284/498	Vitamines	281/67	284/498
Vitamine A	µg 59	440	Vitamine A	µg 59	440
Vitamine D	µg 1,6	12	Vitamine D	µg 1,6	12
Vitamine E	mg 1,2	8,7	Vitamine E	mg 1,2	8,7
Vitamine K	µg 4,1	30	Vitamine K	µg 4,1	30
Vitamine C	mg 8,1	60	Vitamine C	mg 8,1	60
Thiamine	mg 0,11	0,8	Thiamine	mg 0,11	0,8
Riboflavine	mg 0,2	1,2	Riboflavine	mg 0,2	1,2
Niacine	mg 0,6	4,5	Niacine	mg 0,6	4,5
Vitamine B6	mg 0,08	0,6	Vitamine B6	mg 0,08	0,6
Acide folique	µg 11	80	Foliumzuur	µg 11	80
Folates	µg-EFA 18	135	Folaten	µg-EFA 18	135
Vitamine B12	µg 0,2	1,5	Vitamine B12	µg 0,2	1,5
Biotine	µg 2	15	Biotine	µg 2	15
Acide pantothénique	mg 0,7	5	Pantotheenzuur	mg 0,7	5

Minéraux	281/67	284/498	Mineralen	281/67	284/498
Sodium	mg 22	165	Natrium	mg 22	165
Potassium	mg 82	610	Kalium	mg 82	610
Chlore	mg 54	400	Chloride	mg 54	400
Calcium	mg 81	600	Calcium	mg 81	600
Phosphore	mg 45	330	Fosfor	mg 45	330
Magnésium	mg 6,8	50	Magnesium	mg 6,8	50
Fer	mg 1,1	8	Izer	mg 1,1	8
Zinc	mg 0,5	3,5	Zink	mg 0,5	3,5
Cuivre	mg 0,025	0,38	Koper	mg 0,025	0,38
Manganèse	mg 0,007	0,05	Mangaan	mg 0,007	0,05
Fluorure	mg <0,06	<0,45	Fluor	mg <0,06	<0,45
Sélénium	µg 3	22	Seleen	µg 3	22
Chrome	µg <6,1	<45	Chroom	µg <6,1	<45
Iode	µg 14	100	Jodium	µg 14	100

Choline	mg 23	170	Choline	mg 23	170
Inositol	mg 3,4	25	Inositol	mg 3,4	25
Taurine	mg 5,4	40	Taurine	mg 5,4	40
L-carnitine	mg 2,7	20	L-carnitine	mg 2,7	20

* La source de protéines est du hydrolysat de protéines de lait de vache. / * De oorsprong van de eiwitstoffen is een hydrolysaat van koemelk-eiwitten.

447901-0

LOMS Number

509682

Customer Number

Client: UP
Brand: ALRC 400G BE

Operator: 11/03/2022 · @N=
modified: 11/03/2022 ·



Please note, that it is the client's responsibility to check the artwork in all respects: content and accuracy, in case assignment of spot colors to C/M/Y/K.

Plate: DE23TA099x123,5_3_A_ISO

Item: Ø099/000/123,5

Cut/Size: 312,37 x 127,00

Cut-Out: left: 2,8 mm
right: 2,8 mm

Approval / Date:

Remarks:

TRIVIUM
PACKAGING

Graphics Studio
Food & Speciality - Europe

printable area for text
· area for text (minimum 6 points)

printable area
· area for pictures and colours

print free area
· no colors in this area

Capsize
· area for pictures and colours but covered by cap!

ruled: 0 mm 50 mm

