



440905_0 LOMS Number		2001005 Customer Number	
Client: United Pharmaceuticals Brand: 20G5M25A			
Operator: 17/03/2021 Sander modified: 18/03/2021			
Plate: 127 x 153 Item: D127-060 G (7234) Cut/Size: 398,2 x 157,5 h Cut-Out: left: 2,8 right: 2,8		Remarks:	
Approval / Date:			
TRIVIUM PACKAGING Graphics Studio Food & Speciality - Europe			
Magenta Yellow PMS 1935 C01 PMS 0288 C01			
Please note, that it is the client's responsibility to check the artwork in all aspects: content and accuracy, in case assignment of spot colors to C/M/Y/K.			

printable area for text LBBlue	· area for text (minimum 6 points)
printable area Green	· area for pictures and colours
print free area DBLue	· no colors in this area
Capsize sketch	· area for pictures and colours but covered by cap!
ruler: 0 mm 50 mm	

Novalac met à votre disposition une gamme complète de laits infantiles. Les laits **Novalac** sont élaborés selon des critères de très haute qualité.

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est l'aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne alimentation maternelle est essentielle pour la mise en route et le maintien de l'allaitement. **Novalac AR Digest+** peut être utilisé comme seule source d'alimentation jusqu'à l'âge de 6 mois, si l'enfant n'est pas allaité. Au-delà de 6 mois et selon avis médical **Novalac AR Digest+** s'intègre à l'alimentation diversifiée de votre enfant. A n'utiliser que sous contrôle médical. Il n'y a pas d'avantage particulier à donner **Novalac AR Digest+** aux nourrissons qui ne souffrent pas d'inconforts pour lesquels le produit est prévu. Ne changez pas ce lait sans avis médical. La source protéique du **Novalac AR Digest+** est le lait de vache.

INDICATIONS

Novalac AR Digest+ est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour nourrissons en cas de reflux gastro-oesophagien, associé à des régurgitations importantes. **Novalac AR Digest+** contient un complexe épaississant unique qui combine les qualités de l'amidon et des fibres alimentaires pour minimiser les régurgitations. Si votre enfant est allergique aux protéines de lait de vache, s'il est né prématurément, s'il a un faible poids de naissance ou s'il est immunodéprimé, sollicitez impérativement l'avis de votre médecin.

TABLEAU INDICATIF D'ALIMENTATION

Age (mois)	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 12	12 - 36	Leef tijd (maanden)
Nombre de biberons par jour	6	5	5	4	3*	2* - 3*	Aantal flesjes per dag
Nombre de mesurètes	3	4	5	7	7	8	Aantal maatjes
Eau bouillie (ml)	90	120	150	210	210	240	Gekookt water (ml)

* au sein d'une alimentation diversifiée.

Reconstitution: 13%, 1 mesurette arasée et non tassée (4,3g) pour 30ml d'eau.

Utilisez exclusivement la mesurette incluse dans la boîte.

Avec l'accord de votre médecin, le nombre de repas doit être adaptés aux besoins de votre enfant.

CONSEILS D'UTILISATION

- A consommer de préférence avant la date indiquée sous la boîte (EXP).
- Retirer complètement l'opercule métallique lors de la 1^{re} utilisation.
- Après ouverture, utiliser dans les 3 semaines.
- Bien refermer la boîte après chaque utilisation avec le couvercle en plastique.
- Conserver la boîte dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière et de contaminations.
- Ne pas ajouter de sucre.
- Le biberon ne doit pas remplacer les tétines. Nettoyez les dents de votre bébé après le dernier biberon du soir.
- Ne pas préparer le biberon à l'avance, mais toujours juste avant la consommation. Tout biberon doit être consommé dans l'heure qui suit sa préparation. Jeter sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.
- Ce produit ne peut pas être administré par voie parentérale.
- Ce produit n'est pas destiné à une alimentation par sonde.

Novalac staat voor een uitgebreid gamma baby melken. **Novalac** wordt geproduceerd met respect voor zeer hoge kwaliteitscriteria.

BELANGRIJK

Moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling. Een goede voeding van de moeder is essentieel voor het starten en voortzetten van borstvoeding. **Novalac AR Digest+** kan dienen als enige voedingsbron vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden, indien geen borstvoeding wordt gegeven. Vanaf 6 maanden en volgens medisch advies, kan **Novalac AR Digest+** zich integreren in een gevarieerd dieet. Enkel gebruiken onder medisch advies. Zuigelingen zonder de ongemakken waarvoor **Novalac AR Digest+** bestemd is, hebben geen extra voordeel bij het drinken ervan. Schakel niet over op andere melk zonder medisch advies. De oorsprong van de eiwitten van **Novalac AR Digest+** is koemelk.

INDICATIES

Novalac AR Digest+ is een voeding voor medisch gebruik bij zuigelingen met gastro-oesofageale reflux met zware regurgitatie. **Novalac AR Digest+** bevat een uniek indikkingscomplex dat de kwaliteiten combineert van zetmeel en voedingsvezels om regurgitatie te minimaliseren. Indien uw kind allergisch is aan koemelkeiwit, prematuur werd geboren, een laag geboortegewicht heeft of immunitaire problemen heeft, volg dan nauwgezet de raadgevingen van uw arts.

VOEDINGSSCHEMA

Age (months)	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 12	12 - 36	Leef tijd (months)
Number of feeds per day	6	5	5	4	3*	2* - 3*	Aantal flesjes per dag
Number of scoops	3	4	5	7	7	8	Aantal maatjes
Brewed water (ml)	90	120	150	210	210	240	Gekookt water (ml)

* binnen een gevarieerd voedingspatroon.

Samenstelling: 13%, 1 afgestreken en niet aangedrukt maatje (4,3g) per 30ml water.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde maatlepel.

In samenspraak met uw arts, kan het aantal maaltijden worden aangepast aan de behoeften van uw kind.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven onderaan de doos (EXP).
- Verwijder de metalen folie volledig bij opening.
- Gebruik de inhoud binnen de 3 weken na opening.
- Sluit de doos na elk gebruik goed met het plastic deksel.
- Bewaar de doos op een propere, droge en koele plaats beschermd tegen licht en contaminatie.
- Voeg geen suiker toe.
- De papfles mag de fopspeen niet vervangen. Reinig de tanden van je baby na de laatste avondvoeding.
- Bereid de zuigfles niet op voorhand maar steeds net voor de voeding. Een zuigfles moet binnen het uur na de bereiding gebruikt worden. Giet zonder aarzelen de restjes van een niet volledig uitgedronken zuigfles onmiddellijk weg.
- Dit product is niet bestemd voor parenteraal gebruik.
- Dit product is niet geschikt voor sondevoeding.



Novalac AR Digest+



En cas de reflux
gastro-oesophagien, associé
à des régurgitations importantes

Bij gastro-oesofageale reflux
met zware regurgitatie



De Van 0 à 36 mois
tot maand

Denrée alimentaire destinée à des fins
médicales spéciales.

Voeding voor medisch gebruik.

800g e

Novalac AR Digest+

Bij zware regurgitatie

En cas de régurgitations importantes

Service Consommateurs/Consumentendienst

Numéro gratuit 0800 14 015
Gratis nummer

Préparation/Bereiding

1. Nettoyez puis stérilisez le biberon et ses accessoires (eau bouillante pendant 10 minutes ou autre système approprié).
2. Utilisez une eau minérale ou de source adaptée aux nourrissons à température ambiante.
3. Ajoutez d'abord la quantité d'eau nécessaire dans le biberon.
4. Ajoutez le nombre nécessaire de mesurètes arasées et non tassées (utilisez exclusivement la mesurette incluse dans la boîte). Fermez le biberon avec le capuchon en plastique. Pour dissoudre totalement la poudre et éviter les grumeaux.
5. Pour commencer, roulez le biberon entre vos mains pendant minimum 5 secondes.
6. Ensuite, secouez vigoureusement de haut en bas pendant 10 secondes.
7. Chauffez le biberon à 37°C si souhaité.
8. Finalement, secouez encore vigoureusement de haut en bas pendant 10 secondes.
9. Remplacez le capuchon en plastique par une tétine stérilisée. Contrôlez la température en agitant quelques gouttes sur la face interne de votre poignet. Utilisez immédiatement. La mauvaise préparation et conservation de ce produit peuvent entraîner des risques pour la santé de votre enfant.

WAS ALTIJD DE HANDEN EN HET WERKOPPERVLAK VOOR U EEN FLESJE MAAKT. 1. Maak het flesje en de accessoires schoon en steriliseer ze (gedurende 10 minuten in kokend water of een andere aangepaste methode). 2. Gebruik mineraal- of bronwater dat geschikt is voor zuigelingen op kamertemperatuur. 3. Voeg eerst de benodigde hoeveelheid water toe aan het flesje. 4. Voeg de benodigde hoeveelheid afgestreken, niet-aangedrukte maatjes toe (gebruik uitsluitend de meegeleverde maatlepel). Sluit het flesje met het plastic kapje. Om het poeder volledig op te lossen en klonters te voorkomen: 5. Om te beginnen, rol het flesje tussen de handpalmen gedurende minstens 5 seconden. 6. Schud vervolgens 10 seconden krachtig op en neer. 7. Verwarm de fles tot 37°C indien gewenst. 8. Tenslotte, schud opnieuw gedurende 10 seconden krachtig op en neer. 9. Vervang het plastic kapje door een gesteriliseerde speen. Controleer de temperatuur door een paar druppels op de binnenkant van uw polsen aan te brengen. Gebruik onmiddellijk. Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring van het product zijn gezondheidsrisico's verbonden.

En raison de sa composition particulière, vous devez peut-être secouer plus que d'habitude pour dissoudre le **Novalac AR Digest+**. Son aspect dans le biberon est plus épais et peut nécessiter l'emploi d'une tétine adaptée. La poudre peut contenir des traces noires d'origine végétale (caroube) et/ou des agglomérats blancs de fibres alimentaires sans inconvénient pour votre bébé. / Door zijn bijzondere samenstelling moet u wellicht meer schudden dan gewoonlijk om **Novalac AR Digest+** op te lossen. De melk is dikker in de fles en daardoor kan u genoodzaakt zijn een aangepaste speen te gebruiken. Er kunnen zwarte partikeltjes van plantaardige oorsprong (Johannesbroodboomptmeel) en/of witte agglomeraten van voedingsvezels in het poeder voorkomen zonder ongemakken voor uw baby.

Un produit de/een product van: Laboratoires Novalac SA - GENEVE
Distribution et information médicale/Distributie en medische informatie:
Menarini Benelux N.V./S.A., De Kleetlaan 3, B-1831 Machelen



Ingrédients Lait écrémé, maltodextrines, huiles végétales (palmes, soja, coprah), lactose (lait), épaississants (pectine, gomme de caroube), amidon de tapioca, huile de poisson (DHA) (lait), émulsifiant (lecithine de soja), bitartrate de choline, chlorure de calcium, citrate tricalcique, vitamines (A, B1, B12, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide panthothénique, biotine, niacine), L-cystine, inositol, L-tryptophane, chlorure de potassium, huile de Mortierella alpina (ARA) (lait), phosphate tricalcique, taurine, phosphate disodique, sulfate de fer, chlorure de sodium, L-carnitine, oxyde de magnésium, sulfate de zinc, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.

Gemiddelde samenstelling

Composition moyenne	Pour/per 100ml	Pour/per 100g	Energie Kcal/kJ	Vitamines
Energie Kcal/kJ	65/271	499/2086	25,1	Vitamine A
Matières grasses	g	3,3	11,7	Vitamine D
Acides gras saturés	g	1,5	11,7	Vitamine E
Ac. linoléique	g	0,6	4,5	Vitamine K
Ac. α-linolénique	mg	53	405	Vitamine C
DHA (Acide docosahexaénoïque)	mg	16	120	Thiamine
ARA (Acide arachidonique)	mg	4	30	Riboflavine
Glucides	g	7,3	55,8	Niacine
Sucres	g	3,3	25	Vitamine B6
Amidon	g	0,1	1	Foliumzuur
Fibres alimentaires	g	0,5	3,7	Folaten
Protéines	g	1,4	10,4	Vitamine B12
Sel	g	0,06	0,475	Biotine
Vitamines				Pantotheenzuur
Vitamine A	µg	57	440	Mineralen
Vitamine D	µg	1,5	11,5	Natrium
Vitamine E	mg	1,1	8,7	Kalium
Vitamine K	µg	7,8	60	Chloride
Vitamine C	mg	8,5	65	Calcium
Thiamine	mg	0,10	0,8	Fosfor
Riboflavine	mg	0,2	1,2	Magnesium
Niacine	mg	0,6	4,5	Izer
Vitamine B6	mg	0,07	0,5	Zink
Acide folique	µg	11	85	Koper
Folates	µg-EFA	20	155	Mangaan
Vitamine B12	µg	0,2	1,5	Fluor
Biotine	µg	2,3	18	Seleen
Acide panthothénique	mg	0,6	4,9	Chroom
Minéraux				Molybdeen
Sodium	mg	25	190	Jood
Potassium	mg	77	590	
Chlorure	mg	58	445	
Calcium	mg	68	525	
Phosphore	mg	44	335	
Magnésium	mg	5,9	45	
Fer	mg	0,7	5,7	
Zinc	mg	0,5	3,9	
Cuivre	mg	0,05	0,38	
Manganèse	mg	0,005	0,041	
Fluorure	mg	<0,06	<0,45	
Sélénium	µg	2,9	22	
Chrome	µg	<5,9	<45	
Molybdène	µg	<5,9	<45	
Iode	µg	12	95	
Choline	mg	22	170	
Inositol	mg	10,4	80	
Taurine	mg	5,2	40	
L-carnitine	mg	2,6	20	

* La source de protéines est du lait de vache.
* De oorsprong van de eiwitten is koemelk.